

A 838

Sada klíčů

pro nastavení výšky košů a montáž/demontáž injektorových trysek.



- Součástí sady je klíč torx a plochý klíč
- Vhodné pro horní koše a zavážecí vozíky Miele

EAN: 4002516171720 / Číslo materiálu: 11054290 / Číslo starého materiálu: 69783800D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Hmotnost netto v kg	0,00
Hmotnost brutto v kg	0,00