


A 312  
Modul  
pro přípravu viskozimetrů.



- Vhodné pro až 8.0 viskozimetrů
- Vybavené 8 speciálními tryskami A 867
- Vzdálenost trysek 118 mm do šířky, 118 mm do hloubky

EAN: 4002516087397 / Číslo materiálu: 11054470 / Číslo starého materiálu: 69631200D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Modul pro viskozimetry	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast, Silikon
Barva	Nerez, Černá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Viskozimetry [počet]	8,0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	66
Vnější rozměr, šířka netto v mm	133
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	479
Vnější rozměr, výška brutto v mm	250
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	230
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	505
Hmotnost netto v kg	1,58
Hmotnost brutto v kg	2,33