


A 837

Souprava proplachovacích trubiček
zejména pro přípravu dutého instrumentária v oboru ORL.



- Pro vkládání do horního koše A 105/1
- Včetně krytky a upevňovací sponky
- 22 mycích pouzder A 817 v balení

EAN: 4002516204107 / Číslo materiálu: 11054690 / Číslo starého materiálu: 69783700D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Mycí pouzdro	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	180
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,53
Hmotnost brutto v kg	0,53