

A 313

Modul

pro optimální přípravu velkoobjemového laboratorního skla.



- Laboratorní lahve do 10 l
- Kulaté baňky do 6 l
- Erlenmeyerovy baňky do 5 l
- Odměrné baňky do 5 l
- individuální vybavení tryskami a držáky
- Vybaveno 5 injektorovými pozicemi pro 2 nebo 3 myté předměty

EAN: 4002516087854 / Číslo materiálu: 11055970 / Číslo starého materiálu: 69631300D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Modul na velkoobjemové laboratorní sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	221
Vnější rozměr, šířka netto v mm	234
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	495
Vnější rozměr, výška brutto v mm	260
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	270
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	505
Hmotnost netto v kg	2,82
Hmotnost brutto v kg	3,29