

A 315

Modul

pro zvýšení kapacity a přípravu dutého instrumentária.



- Růst kapacity injektorů z 22 na 44 kusů
- Zpětně kompatibilní se všemi A 151 dostupnými na trhu
- Lze použít všechny běžné dentální a ORL adaptéry a příslušenství

EAN: 4002516087861 / Číslo materiálu: 11055980 / Číslo starého materiálu: 69631500D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec na ORL instrumentárium	•
Nástavec/modul pro stomatologické instrumentárium	•
Jiný nástavec/jiný modul	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Možnost použití centrálního filtru	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
<b>Kapacita</b>	
ORL instrumentárium [počet]	22
Násadce [počet]	22
Savičky [počet]	22
Duté instrumentárium [počet]	22
<b>Standardní elektrické připojení</b>	
Počet fází	0
Napětí ve V	0
Frekvence v Hz	0
Celkový příkon v kW	0,00
Jištění v A	0
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	145
Vnější rozměr, šířka netto v mm	492
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	542
Vnější rozměr, výška brutto v mm	270
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	1,35
Hmotnost brutto v kg	2,35
<b>Součásti balení</b>	
A 838 Sada klíčů [počet]	1