

A 845

Injektorová tryska

s plastovými opěrkami, průměr trysek 2,5, délka 125 mm, 1 kus.



- Vhodné do injektorových vozíků a košů, šroubovací
- ideální pro myté předměty s šířkou otvoru 6–55 mm
- průměr uzávěru nahoře: 5 mm
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516188797 / Číslo materiálu: 11056670 / Číslo starého materiálu: 69684500D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	125
Vnější rozměr, šířka netto v mm	60
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	55
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Hmotnost netto v kg	0,01
Hmotnost brutto v kg	0,01