

A 300/2

Injektorový modul

pro optimální uložení laboratorního skla – lze vybavit 8 tryskami.



- Vhodné pro různé labor. sklo jako Erlenmeyerovy a kul. baňky atd.
- Modul bez injektorových trysek – dle individuálních potřeb
- Až pro 8 injektorových trysek
- Součást systému EasyLoad
- Vzdálenost trysek 118 mm do šířky, 118 mm do hloubky
- zvláště vhodné pro A 840 a A 841 (průměr trysky 6 mm)

EAN: 4002516087632 / Číslo materiálu: 11056770 / Číslo starého materiálu: 69630002D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé lahve	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	8
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	72
Vnější rozměr, šířka netto v mm	133
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	479
Vnější rozměr, výška brutto v mm	200
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	525
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	0,56
Hmotnost brutto v kg	1,64