

A 301/4

Injektorový modul

pro optimální uložení laboratorního skla – lze vybavit 18 tryskami.



- Vhodné pro různé labor. sklo jako Erlenmeyerovy a kul. baňky atd.
- Modul bez injektorových trysek – dle individuálních potřeb
- Až pro 18 injektorových trysek
- Součást systému EasyLoad
- Vzdálenost trysek 78 mm do šířky, 78 mm do hloubky
- zvláště vhodné pro A 842 a A 843 (průměr trysky 4 mm)

EAN: 4002516087649 / Číslo materiálu: 11056780 / Číslo starého materiálu: 69630104D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé lahve	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	18
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	72
Vnější rozměr, šířka netto v mm	173
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	479
Vnější rozměr, výška brutto v mm	100
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	205
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	487
Hmotnost netto v kg	0,85
Hmotnost brutto v kg	1,89