

A 860
Přidrzná mřížka
pro injektorový modul A 300/2 a A 300/3



- Rozdělení: 2 x 4 pole
- Lze nasadit na injektorový modul A 300/2 a A300/3
- Pro optimální umístění laboratorního skla
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516087663 / Číslo materiálu: 11056800 / Číslo starého materiálu: 69686000D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec/jiný modul	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Počet přihrádek	8
Šířka přihrádek v mm	114
Délka přihrádek v mm	114
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	0
Napětí ve V	0-0
Frekvence v Hz	0-0
Celkový příkon v kW	0,00-0,00
Jištění v A	0-0
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	30
Vnější rozměr, šířka netto v mm	250
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	350
Vnější rozměr, výška brutto v mm	35
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	400
Hmotnost netto v kg	0,10
Hmotnost brutto v kg	0,18