


APLW 000

Vozík

pro optimální uložení laboratorního skla na horních úrovních.

EAN: 4002516115281 / Číslo materiálu: 11104470 / Číslo starého materiálu: 69300000D



- Vybaveno 1 vestavěným ostříkovacím ramenem
- Pro uložení nástavců
- Rozměry pro osazení:
484 × 525 mm

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro kádinky	•
Horní koš	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	160
Vnější rozměr, šířka netto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	532
Vnější rozměr, výška brutto v mm	190
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	4,30
Hmotnost brutto v kg	6,07