

APLW 003

Vozík

pro optimální uložení velkoobjemového laboratorního skla do 20 l.



**Image**  
in progress

- vybaveno 4 tryskami
- Pro uložení až 2 lahví o průměru max. 280 mm
- pro uložení až 2 lahví o Ø maximálně 190 mm

EAN: 4002516115410 / Číslo materiálu: 11104500 / Číslo starého materiálu: 69300300D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorový koš	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Lahve [počet]	2
Erlenmeyerovy baňky [počet]	2
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	400
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	582
Vnější rozměr, výška brutto v mm	580
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	5,08
Hmotnost brutto v kg	7,63