

APLW 005
Vozík
pro optimální uložení až 56 pipet.



- Pro uložení až 56 pipet v diagonálním uspořádání

EAN: 4002516115434 / Číslo materiálu: 11104520 / Číslo starého materiálu: 69300500D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Vozík na pipety	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Kapacita	
Pipety [počet]	56
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	308
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	582
Vnější rozměr, výška brutto v mm	570
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	6,40
Hmotnost brutto v kg	9,20