


APLW 006

Vozík

pro optimální uložení až 121 pipet.



- Pro uložení až 121 pipet ve svislém uspořádání

EAN: 4002516115441 / Číslo materiálu: 11104530 / Číslo starého materiálu: 69300600D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Vozík na pipety	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Kapacita	
Pipety [počet]	121
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	195
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	575
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	4,94
Hmotnost brutto v kg	7,38