

APLW 007

Vozík

pro optimální uložení 2 pipetových kazet.



- Pro spodní úroveň
- maximální délka pipety: 520 mm

EAN: 4002516115458 / Číslo materiálu: 11104540 / Číslo starého materiálu: 69300700D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Vozík na pipety	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava pipet/ampulí	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	580
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	420
Vnější rozměr, výška brutto v mm	580
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	7,18
Hmotnost brutto v kg	9,98