


APLW 008

Vozík

pro optimální uložení 3 pipetových kazet.



- Pro spodní úroveň
- rozměry pipetové kazety: Š 84 x V 384 x H 84 mm

EAN: 4002516115465 / Číslo materiálu: 11104550 / Číslo starého materiálu: 69300800D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Vozík na pipety	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	456
Vnější rozměr, šířka netto v mm	179
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	366
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	7,64
Hmotnost brutto v kg	9,64