

APLW 009

Vozík

pro optimální uložení 2 pipetových kazet.



Image
in progress

- Pro spodní úroveň
- Maximální délka pipety: 290 mm

EAN: 4002516115472 / Číslo materiálu: 11104560 / Číslo starého materiálu: 69300900D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
Produktová kategorie	
Vozík na pipety	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	166
Vnější rozměr, šířka netto v mm	245
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	66
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	6,22
Hmotnost brutto v kg	8,55