

APLW 011

Horní koš

se 110 nevybavenými pozicemi pro injektorové trysky Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Vhodné pouze pro použití v horních úrovních

EAN: 4002516115496 / Číslo materiálu: 11104580 / Číslo starého materiálu: 69301100D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Horní koš	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Ampule [počet]	110
Úzkohrdlé sklo [počet]	110
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	160
Vnější rozměr, šířka netto v mm	532
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	560
Vnější rozměr, výška brutto v mm	350
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	5,20
Hmotnost brutto v kg	7,80