

APLW 013

Horní koš

se 42 nevybavenými pozicemi pro injektory.



Image
in progress

- Vhodné pouze pro použití v horních úrovních

EAN: 4002516115519 / Číslo materiálu: 11104600 / Číslo starého materiálu: 69301300D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	42
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	160
Vnější rozměr, šířka netto v mm	534
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	569
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	4,55
Hmotnost brutto v kg	6,95