

APLW 013/1

Horní koš

vybaveno 42 injektorovými tryskami APLW 051



**Image**  
in progress

- Vhodné pouze pro použití v horních úrovních

EAN: 4002516115526 / Číslo materiálu: 11104610 / Číslo starého materiálu: 69301301D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorový koš	•
Horní koš	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Bílá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	42
Lahve [počet]	42
Erlenmeyerovy baňky [počet]	42
Kulaté baňky [počet]	42
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	160
Vnější rozměr, šířka netto v mm	534
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	569
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	5,88
Hmotnost brutto v kg	8,28
<b>Součásti balení</b>	
APLW 051 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 110 mm [počet]	42