

APLW 013/2

Horní koš

vybaveno 32 injektorovými tryskami APLW 051 a 10 injektorovými tryskami APLW 055



Image
in progress

- Vhodné pouze pro použití v horních úrovních

EAN: 4002516115533 / Číslo materiálu: 11104620 / Číslo starého materiálu: 69301302D

| | |
|--|--------------------|
| Produktové zařazení | |
| Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř | • |
| Zařazení přístroje | |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktová kategorie | |
| Injektorový koš | • |
| Horní koš | • |
| Vlastnosti produktu | |
| Materiál | Nerez, Plast |
| Barva | Modrá, Nerez, Bílá |
| Oblasti použití | |
| Příprava laboratorního skla | • |
| Kapacita | |
| Úzkohrdlé sklo [počet] | 42 |
| Lahve [počet] | 42 |
| Erlenmeyerovy baňky [počet] | 42 |
| Kulaté baňky [počet] | 42 |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 250 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 535 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 570 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 355 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 565 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 615 |
| Hmotnost netto v kg | 4,55 |
| Hmotnost brutto v kg | 9,00 |
| Součásti balení | |
| APLW 051 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 110 mm [počet] | 32 |
| APLW 055 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 175 mm [počet] | 10 |