

APLW 013/2

Horní koš

vybaveno 32 injektorovými tryskami APLW 051 a 10 injektorovými tryskami APLW 055



Image
in progress

- Vhodné pouze pro použití v horních úrovních

EAN: 4002516115533 / Číslo materiálu: 11104620 / Číslo starého materiálu: 69301302D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	42
Lahve [počet]	42
Erlenmeyerovy baňky [počet]	42
Kulaté baňky [počet]	42
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	250
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	570
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	4,55
Hmotnost brutto v kg	9,00
Součásti balení	
APLW 051 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 110 mm [počet]	32
APLW 055 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 175 mm [počet]	10