

APLW 017

Horní koš

se 121 nevybavenými pozicemi pro injektory.



**Image**  
in progress

- Vhodné pouze pro použití v horních úrovních
- Užitelný prostor 200 x 490 mm

EAN: 4002516115595 / Číslo materiálu: 11104670 / Číslo starého materiálu: 69301700D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorový koš	•
Horní koš	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Bílá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Reagenční sklo [počet]	121
Ampule [počet]	121
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	160
Vnější rozměr, šířka netto v mm	532
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	560
Vnější rozměr, výška brutto v mm	350
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	4,20
Hmotnost brutto v kg	7,00