

APLW 018

Horní koš

se 121 + 24 nevybavenými pozicemi pro injektory.



Image
in progress

- Vhodné pouze pro použití v horních úrovních

EAN: 4002516115601 / Číslo materiálu: 11104680 / Číslo starého materiálu: 69301800D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Horní koš	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Reagenční sklo [počet]	121
Ampule [počet]	121
Úzkohrdlé sklo [počet]	24
Lahve [počet]	24
Erlenmeyerovy baňky [počet]	24
Kulaté baňky [počet]	24
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	162
Vnější rozměr, šířka netto v mm	534
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	569
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	5,33
Hmotnost brutto v kg	7,76