


APLW 018/1

Horní koš

se 121 injektorovými tryskami APLW 048 a 24 injektorovými tryskami APLW 051.



- Vhodné pouze pro použití v horních úrovních

EAN: 4002516115717 / Číslo materiálu: 11104690 / Číslo starého materiálu: 69301801D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorový koš	•
Horní koš	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Bílá
<b>Kapacita</b>	
Reagenční sklo [počet]	121
Ampule [počet]	121
Úzkohrdlé sklo [počet]	24
Lahve [počet]	24
Erlenmeyerovy baňky [počet]	24
Kulaté baňky [počet]	24
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	200
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	570
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	6,92
Hmotnost brutto v kg	11,42
<b>Součásti balení</b>	
APLW 051 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 110 mm [počet]	32
APLW 048 injektorová tryska Ø 2,5 mm, délka 80 mm [počet]	121