

APLW 020/1

Spodní koš

vybaveno 121 injektorovými tryskami APLW 047.



Image
in progress

- Vhodné pouze pro použití na nejnižší úrovni

EAN: 4002516115755 / Číslo materiálu: 11104730 / Číslo starého materiálu: 69302001D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Černá, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Reagenční sklo [počet]	121
Ampule [počet]	121
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	200
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	575
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	562
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	675
Hmotnost netto v kg	8,64
Hmotnost brutto v kg	11,26
Součásti balení	
APLW 047 injektorová tryska Ø 2,5 mm, délka 50 mm [počet]	121