

APLW 022

Spodní koš

se 70 nevybavenými pozicemi pro injektové trysky Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Vhodné pouze pro použití na nejnižší úrovni

EAN: 4002516115779 / Číslo materiálu: 11104750 / Číslo starého materiálu: 69302200D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	70
Lahve [počet]	70
Erlenmeyerovy baňky [počet]	70
Kulaté baňky [počet]	70
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	580
Vnější rozměr, šířka netto v mm	515
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	534
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	562
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	5,83
Hmotnost brutto v kg	8,27