

APLW 023

Spodní koš

s 56 nevybavenými pozicemi pro injektorové trysky Ø 2,5 mm.



Image
in progress

- Vhodné pouze pro použití na nejnižší úrovni

EAN: 4002516115786 / Číslo materiálu: 11104760 / Číslo starého materiálu: 69302300D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	56
Lahve [počet]	56
Erlenmeyerovy baňky [počet]	56
Kulaté baňky [počet]	56
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	575
Vnější rozměr, šířka netto v mm	504
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	480
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	562
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	5,48
Hmotnost brutto v kg	7,91