

APLW 025/1

Spodní koš

vybaveno 12 injektorovými tryskami APLW 056 a 12 injektor. tryskami APLW 052.



Image
in progress

- Vhodné pouze pro použití na nejnižší úrovni
- Užitný prostor 230 x 490 mm

EAN: 4002516115847 / Číslo materiálu: 11104820 / Číslo starého materiálu: 69302501D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Černá, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	24
Lahve [počet]	24
Erlenmeyerovy baňky [počet]	24
Kulaté baňky [počet]	24
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	270
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	570
Vnější rozměr, výška brutto v mm	350
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	5,25
Hmotnost brutto v kg	8,39
Součásti balení	
APLW 052 injektorová tryska Ø 4 mm, délka 175 mm [počet]	12
APLW 056 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 225 mm [počet]	12