

APLW 026

Spodní koš

s 20 nevybavenými pozicemi pro injektorové trysky.



Image
in progress

- Vhodné pouze pro použití na nejnižší úrovni

EAN: 4002516115854 / Číslo materiálu: 11104830 / Číslo starého materiálu: 69302600D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	20
Lahve [počet]	20
Erlenmeyerovy baňky [počet]	20
Kulaté baňky [počet]	20
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	570
Vnější rozměr, šířka netto v mm	536
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	516
Vnější rozměr, výška brutto v mm	340
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	555
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	4,92
Hmotnost brutto v kg	7,40