


APLW 026/1

Spodní koš

vybaveno 20 injektorovými tryskami APLW 056.



- Vhodné pouze pro použití na nejnižší úrovni

EAN: 4002516115861 / Číslo materiálu: 11104840 / Číslo starého materiálu: 69302601D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Černá, Bílá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	20
Lahve [počet]	20
Erlenmeyerovy baňky [počet]	20
Kulaté baňky [počet]	20
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	270
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	570
Vnější rozměr, výška brutto v mm	340
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	555
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	4,92
Hmotnost brutto v kg	9,20
<b>Součásti balení</b>	
APLW 056 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 225 mm [počet]	20