


APLW 026/1

Spodní koš

vybaveno 20 injektorovými tryskami APLW 056.



- Vhodné pouze pro použití na nejnižší úrovni

EAN: 4002516115861 / Číslo materiálu: 11104840 / Číslo starého materiálu: 69302601D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Černá, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	20
Lahve [počet]	20
Erlenmeyerovy baňky [počet]	20
Kulaté baňky [počet]	20
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	270
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	570
Vnější rozměr, výška brutto v mm	340
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	555
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	4,92
Hmotnost brutto v kg	9,20
Součásti balení	
APLW 056 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 225 mm [počet]	20