

APLW 030

Spodní koš

s 12 nevybavenými pozicemi pro injektorové trysky.



**Image**  
in progress

- Vhodné pouze pro použití na nejnižší úrovni
- Užitný prostor 220 x 490 mm

EAN: 4002516115908 / Číslo materiálu: 11104880 / Číslo starého materiálu: 69303000D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá, Bílá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Úzkohrdlé sklo [počet]	12
Lahve [počet]	12
Erlenmeyerovy baňky [počet]	12
Kulaté baňky [počet]	12
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	135
Vnější rozměr, šířka netto v mm	424
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	582
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	4,32
Hmotnost brutto v kg	6,72