


APLW 030/1

Spodní koš

vybaveno 6 injektorovými tryskami APLW 067 a 6 injektorovými tryskami APLW 066.

EAN: 4002516115915 / Číslo materiálu: 11104890 / Číslo starého materiálu: 69303001D



- Vhodné pouze pro použití na nejnižší úrovni

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Černá, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	12
Lahve [počet]	12
Erlenmeyerovy baňky [počet]	12
Kulaté baňky [počet]	12
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	235
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	575
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	565
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	615
Hmotnost netto v kg	5,33
Hmotnost brutto v kg	8,55
Součásti balení	
APLW 066 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 175 mm [počet]	6
APLW 067 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 225 mm [počet]	6