

APLW 032

Spodní koš

se 121 + 24 nevybavenými pozicemi pro injektorové pro trysky.



Image
in progress

- Vhodné pouze pro použití na nejnižší úrovni

EAN: 4002516115939 / Číslo materiálu: 11104910 / Číslo starého materiálu: 69303200D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Reagenční sklo [počet]	121
Ampule [počet]	121
Úzkohrdlé sklo [počet]	24
Lahve [počet]	24
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	570
Vnější rozměr, šířka netto v mm	536
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	70
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	5,99
Hmotnost brutto v kg	8,31