

APLW 032/1

Spodní koš

vybaveno 121 injektorovými tryskami APLW 048 a 24 injektor. tryskami APLW 056.



Image
in progress

- Vhodné pouze pro použití na nejnižší úrovni

EAN: 4002516115946 / Číslo materiálu: 11104920 / Číslo starého materiálu: 69303201D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Spodní koš	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez, Černá, Bílá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Reagenční sklo [počet]	121
Ampule [počet]	121
Úzkohrdlé sklo [počet]	24
Lahve [počet]	24
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	270
Vnější rozměr, šířka netto v mm	535
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	575
Vnější rozměr, výška brutto v mm	355
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	5,99
Hmotnost brutto v kg	13,98
Součásti balení	
APLW 048 injektorová tryska Ø 2,5 mm, délka 80 mm [počet]	121
APLW 056 injektorová tryska Ø 6 mm, délka 225 mm [počet]	24