


APLW 033
Podpěrná mřížka
pro vytvoření rovného povrchu.



- Vhodné pro APLW 000
- Snížení maximální výšky osazení o 50 mm

EAN: 4002516115953 / Číslo materiálu: 11104930 / Číslo starého materiálu: 69303300D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec	•
Podložný rám	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	444
Vnější rozměr, šířka netto v mm	473
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	60
Vnější rozměr, výška brutto v mm	190
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	435
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	512
Hmotnost netto v kg	1,22
Hmotnost brutto v kg	2,85