


APLW 034

Kryt

Výška 250 mm, pro upevnění choulolistivých mytých předmětů a pomůcek.



EAN: 4002516115960 / Číslo materiálu: 11104940 / Číslo starého materiálu: 69303400D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec	•
Kryt	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	250
Vnější rozměr, šířka netto v mm	248
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	248
Vnější rozměr, výška brutto v mm	330
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	312
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	315
Hmotnost netto v kg	0,52
Hmotnost brutto v kg	1,38