


APLW 035

Kryt

Výška 175 mm, pro upevnění choulolistivých mytých předmětů a pomůcek.



EAN: 4002516115977 / Číslo materiálu: 11104950 / Číslo starého materiálu: 69303500D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Jiný nástavec	•
Kryt	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	175
Vnější rozměr, šířka netto v mm	248
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	248
Vnější rozměr, výška brutto v mm	330
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	312
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	312
Hmotnost netto v kg	0,48
Hmotnost brutto v kg	1,36