

APLW 036

Kryt

Výška 45 mm, pro upevnění choulolistivých mytých předmětů a pomůcek.



EAN: 4002516115984 / Číslo materiálu: 11104960 / Číslo starého materiálu: 69303600D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Jiný nástavec	•
Kryt	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	248
Vnější rozměr, šířka netto v mm	248
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	45
Vnější rozměr, výška brutto v mm	278
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	57
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	285
Hmotnost netto v kg	0,39
Hmotnost brutto v kg	0,53