

APLW 037

Ochranná mřížka

výškově nastavitelné, pro upevnění choulostivých mytých předmětů a pomůcek



EAN: 4002516115991 / Číslo materiálu: 11104970 / Číslo starého materiálu: 69303700D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Jiný nástavec	•
Kryt	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	225
Vnější rozměr, šířka netto v mm	369
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	380
Vnější rozměr, výška brutto v mm	350
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	430
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	510
Hmotnost netto v kg	1,13
Hmotnost brutto v kg	2,82