

APLW 038

Nástavec

pro optimální uložení širokohrdlých Erlenmeyerových baněk a odměřovacích válců.

EAN: 4002516116004 / Číslo materiálu: 11104980 / Číslo starého materiálu: 69303800D



- Vybaveno 14 pružin. háky V 175 mm a 14 pruž. háky V 105 mm

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Nástavec na různé lahve	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	185
Vnější rozměr, šířka netto v mm	195
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	450
Vnější rozměr, výška brutto v mm	345
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	435
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	510
Hmotnost netto v kg	0,60
Hmotnost brutto v kg	2,41