

APLW 039

Nástavec

pro optimální uložení Petriho misek.



- Vhodné pro 26 Petriho misek
- Rozmezí mezi držáky 24 mm

EAN: 4002516116011 / Číslo materiálu: 11104990 / Číslo starého materiálu: 69303900D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro Petriho misky	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	83
Vnější rozměr, šířka netto v mm	237
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	430
Vnější rozměr, výška brutto v mm	255
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	410
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	510
Hmotnost netto v kg	1,17
Hmotnost brutto v kg	2,47