


APLW 041

Nástavec

pro optimální uložení reagenčních lahví, výška 130 mm.



- Pro použití s víkem APLW 043

EAN: 4002516116035 / Číslo materiálu: 11105010 / Číslo starého materiálu: 69304100D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Maximální výška osazení v mm	115
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	130
Vnější rozměr, šířka netto v mm	220
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	220
Vnější rozměr, výška brutto v mm	330
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	300
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	315
Hmotnost netto v kg	0,55
Hmotnost brutto v kg	1,35