

APLW 042

Nástavec

pro optimální uložení reagenčních lahví, výška 200 mm.



- Pro použití s víkem APLW 043

EAN: 4002516116042 / Číslo materiálu: 11105020 / Číslo starého materiálu: 69304200D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro reagenční sklo	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Maximální výška osazení v mm	215
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	202
Vnější rozměr, šířka netto v mm	220
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	220
Vnější rozměr, výška brutto v mm	325
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	305
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	310
Hmotnost netto v kg	0,65
Hmotnost brutto v kg	1,60