

APLW 045

Injektorová tryska

s plastovou opěrou, ve tvaru kuželu, Ø 2,5, délka 80 mm.



**Image**  
in progress

- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměř. baňky a reagenční skla
- Včetně tryskového uzávěru, Ø 4 mm

EAN: 4002516116073 / Číslo materiálu: 11105050 / Číslo starého materiálu: 69304500D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorová tryska	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	15
Vnější rozměr, šířka netto v mm	15
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	90
Vnější rozměr, výška brutto v mm	40
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	65
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	118
Hmotnost netto v kg	0,01
Hmotnost brutto v kg	0,02