

APLW 046

Injektorová tryska

s plastovou opěrou, ve tvaru kuželu a pružinovým držákem, Ø 2,5, délka 80 mm.

EAN: 4002516116080 / Číslo materiálu: 11105060 / Číslo starého materiálu: 69304600D



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměř. baňky a reagenční skla
- Včetně tryskového uzávěru, Ø 4 mm

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	12
Vnější rozměr, šířka netto v mm	20
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	90
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Hmotnost netto v kg	0,01
Hmotnost brutto v kg	0,01