

APLW 050

Injektorová tryska

s plastovou opěrou, ve tvaru hvězdice, Ø 4, délka 75 mm.

EAN: 4002516116110 / Číslo materiálu: 11105100 / Číslo starého materiálu: 69305000D



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměř. baňky a reagenční skla
- Včetně tryskového uzávěru, Ø 5 mm

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	33
Vnější rozměr, šířka netto v mm	37
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	77
Vnější rozměr, výška brutto v mm	40
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	65
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	118
Hmotnost netto v kg	0,01
Hmotnost brutto v kg	0,03