

APLW 051

Injektorová tryska

s plastovou opěrou, ve tvaru hvězdičky s aretací, Ø 4, délka 110 mm.

EAN: 4002516116127 / Číslo materiálu: 11105110 / Číslo starého materiálu: 69305100D



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměř. baňky a reagenční skla
- Včetně tryskového uzávěru, Ø 5 mm

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Injektorová tryska	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	54
Vnější rozměr, šířka netto v mm	54
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	115
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	80
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	120
Hmotnost netto v kg	0,01
Hmotnost brutto v kg	0,02