

APLW 052

Injektorová tryska

s plastovou opěrou, ve tvaru hvězdičky s aretací, Ø 4, délka 175 mm.

EAN: 4002516117278 / Číslo materiálu: 11105120 / Číslo starého materiálu: 69305200D



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměř. baňky a reagenční skla
- Včetně tryskového uzávěru, Ø 5 mm

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	54
Vnější rozměr, šířka netto v mm	54
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	178
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	150
Hmotnost netto v kg	0,02
Hmotnost brutto v kg	0,02