

APLW 053

Injektorová tryska

s plastovou opěrou, ve tvaru hvězdice, Ø 6, délka 115 mm.

EAN: 4002516116134 / Číslo materiálu: 11105130 / Číslo starého materiálu: 69305300D



- Vhodné pro běžné injektorové koše a vozíky
- Vhodné např. pro odměřovací válce, odměrné baňky a reagenční skla
- Včetně tryskového uzávěru, Ø 10 mm

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Modrá, Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	76
Vnější rozměr, šířka netto v mm	76
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	123
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	180
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost netto v kg	0,01
Hmotnost brutto v kg	0,01